

Vakuumbehandling af sår

Om behandling af sår med undertryk, der hjælper såret til at hele hurtigere

Plastikkirurgisk Afdeling Z

Z2- Universitetscenter for Sårheling
Z1-sengeafsnit
Z- ambulatorium

Generelt om vakuum behandling

Du er nu startet behandling med vakuum (undertryksbehandling) af dit sår. Vi vil derfor gerne orientere dig om selve behandlingen og om, hvad du selv kan gøre i forbindelse med behandlingen.

Målet med behandlingen er at:

Lægen vurderer løbende dit sår ved de ambulante kontroller og lægger en behandlingsplan for dig.

Behandlingen varer ofte flere uger.

Din første ambulante tid hos lægen bliver den: _____ 200__ i Z-såramb. / Z- amb.

Tag kufferten og opladeren med hver gang du er til kontrol. Hvis du ikke skal fortsætte behandlingen, kan en anden i stedet hurtigt få glæde af apparatet.

Vi forsyner dig med alle remedier til

behandlingen, så du ikke pludselig kommer til at mangle noget frem til næste ambulante besøg.

Hvad er vakuum-behandling?

Vakuum- behandling betyder undertryksbehandling af dit sår. Det består af en lille pumpe som med en plastikslange er koblet til en svamp / gazeforbinding i dit sår. For at holde svampen / gazeforbindingen på plads og sikre tæthed sættes den fast med et gennemsigtigt plaster (film).

Pumpens indstillinger er låst, så du ikke kommer til at omprogrammere den.

Pumpen bruger strøm fra et batteri, som skal oplades dagligt. Vi anbefaler opladning om natten for at genere dig mindst muligt.

Vakuums virkning på såret

Undertryk i såret medfører en øget blodgennemstrømning og dermed en hurtigere sårheling. Eftersom sårvæsken konstant suges væk fra såret er behandlingen med til at rense dit sår.

Behandlingen bør opretholdes døgnet rundt.

Skiftning af vakuum forbindingen

Forbindingen skiftes som oftest hver tredje dag. Dette varetages af hjemmesygeplejersken eller i Afdeling Z regi.

Må maskinen slukkes?

Maskinen må helst ikke slukkes. Hvis den alligevel har været slukket, må en forbindelse af svamp maksimalt sidde 2 timer uden sug, hvorimod en forbindelse af gaze må sidde til næste dag.

Hjemmesygeplejersken eller Afdeling Z vil tage stilling til, om forbindingen skal skiftes.

Praktiske oplysninger

Det er muligt at koble pumpen fra ved bad. Luk 'klemmerne' og skil slangerne. Beskyt studsene med en ren plastikpose eller Vita-Vrap. Hvis ikke du kobler pumpen fra skal du sørge for den ikke bliver våd. Forbindingen er vandtæt og pumpen stilles ved siden af brusekabinen.

Pumpen bæres i den medfølgende skuldertaske eller rygsæk.

Hvis pumpen alarmerer?

Alarmen lyder *hvis*:

- Der er lavt batteriniveau - *sæt maskinen til opladning*
- Der er knæk på slangen - *ret slangen ud*
- Der er lukkede klemskrueer - *åbn klemskrueerne*
- Forbindingen er utæt - *prøv at lokalisere utætheden og sæt ekstra film over*
- Opsamlingsbeholderen er fyldt - *sæt ny beholder på*

Hvis ovenstående ikke virker, sluk for maskinen og tænd efter 2 minutter.

Hvis der stadig er problemer, kontaktes hjemmesygeplejerske eller det afsnit på Afdeling Z, som du har kontakt med.

Venlig hilsen

Personalet på Afdeling Z

Odense Universitetshospital

Z2 - Universitetscenter for Sårheling, indgang 20, 6. sal. Tlf. 6541 2449

Z- Såramb., Heden, indgang 200, 1. sal. Tlf. 6541 1129

Z1- sengeafsnit, indgang 20, 6. sal. Tlf. 6541 2451

Z- ambulatorium, indgang 20, 1. sal. Tlf. 6541 2456

www.ouh.dk

regionsyddanmark.dk